




Equipos de PUNTA

# EzRay Air Wall

vatech



# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



<b>PUNTO FOCAL:</b>	0.4mm(IEC60336)
<b>VOLTAGE DE CUBA :</b>	65 kV
<b>CORRIENTE DE CUBA:</b>	3.0mA
<b>RANGO O TIEMPO DE EXPOSICION :</b>	0.05-0.5(0.01 incremento)
<b>DISTANCIA A LA PIEL :</b>	Min.200mm
<b>TAMAÑO DEL BRAZO (OPCION) :</b>	450mm/600mm/900mm



# CARACTERÍSTICAS EzRay



## **DISEÑO REDONDEADO**

EzRay Air proporciona un toque elegante y moderno a tú clínica

## **BRAZO FUERTE Y ESTABLE**

Su brazo fuerte y estable permite un posicionamiento preciso de la cabeza del tubo para proporcionar imágenes sin distorsiones


## **AGARRE ERGONOMICO A UNA MANO**

El agarre manual proporciona un método sencillo para colocar el EzRay Air de forma rápida y precisa

## SMART DIAL CON TODAS SUS FUNCIONES

El panel de operación ubicado en la cabeza del tubo crea un flujo de trabajo mucho más simple y rápido. Los usuarios que usan SMART DIAL notarán una disminución en el tiempo de operación. Con EzRay Air W no habrá necesidad de recordar complicados botones y las configuraciones de control.





**[ Diseño redondeado ]**

EzRay Air W proporciona un toque moderno y elegante a tu clínica.

**[ Brazo fuerte y estable ]**

Su brazo fuerte y estable permite un posicionamiento preciso de la cabeza del tubo para proporcionar imágenes sin distorsiones.

**[ Agarre ergonómico a una mano ]**

El agarre manual proporciona un método sencillo para colocar el EzRay Air W de forma rápida y precisa.